

Was tun, wenn das Software-Update nicht erfolgreich ist...

Octalarm-TOUCH | Octalarm-TOUCH pro

Möglicherweise wird ein Software-Update mit wichtigen Ergänzungen an Ihren Octalarm-Touch-Alarmgerät gesendet, die die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit des Detektors weiter erhöhen. Ist das Update für Sie nicht erfolgreich, obwohl Sie versucht haben, das Software-Update zu implementieren? Setzen Sie den Gerät zurück und Sie können innerhalb weniger Minuten die neueste Software mit den zusätzlichen Funktionen verwenden.

In 15 Minuten arrangiert

- Heben Sie den Gehäusedeckel an, bis Sie ein Klicken hören.
- Drücken Sie die weiße Taste neben der Batterie (PWR-OFF) und halten Sie sie einige Sekunden lang gedrückt, bis der Octalarm-Touch neu startet.

! Denken Sie daran, dass in diesen wenigen Sekunden kein Alarm auftritt.

- Warten Sie 10 Minuten nach dem Start des Octalarm-Touch.
- Drücken Sie erneut die Meldung "Software-Update, Update verfügbar ...", um zum Update-Menü zu gelangen
- Nehmen Sie das neue Update vor. Es dauert nun ungefähr 15 Sekunden, bis das Update installiert und der Octalarm-Touch neu gestartet wurde.

